



Краски для маркировки тканей

Данные краски служат для нумерирования тканей. Наши препараты располагают очень хорошими подлинными качествами, которые различаются в зависимости от примененного материала. Благодаря применению данных красок для маркировки становится ненужным вшивание номеров на кусках тканей.

С данными красками были проведены следующие эксперименты

- гидроокись натрия 30%
- 20% серная кислота
- стирка в мыло-содовом растворе
- хлорный белильный раствор
- перхлорэтилен
- термофиксация

Краски для маркировки поставляются в тубиках 100 мл.

Поставляются пластиковые или металлические головки следующей толщины:



Nr:0 супертонкая для супертонких тканей



Nr.1 очень тонкая для очень нежных тканей



Nr. 2 тонкая для гладких и нежных тканей



Nr.3 средняя для суконной промышленности и тяжелых тканей



Nr.4 толстая

Очистка пишущих головок производится ацетоном.

Краски для маркировки поставляются также в канистрах 1 литр.

В качестве пишущих аппаратов используются маркировочные наполняющиеся бутылочки.

Поставляются краски следующих цветов: желтый, красный, черный, белый, зеленый, голубой, оранжевый.

Указания для технического применения

Пишущая головка накручивается на тубик и остается там до тех пор, пока не будет исписан весь тубик. Только потом она быстро накручивается на другой тубик. Чтобы избежать сложностей, необходимо предварительно провести испытания.

